



pico^{baby}™ Smokerlyzer®

Monitorização de CO na maternidade facilitada

Características e Benefícios



Interface de ecrã tátil fácil de usar



Software COdata™ GRÁTIS



Sistema familiar de semáforo



Conversão automática para %FCOHb

Tão fácil como:



Sustenha a respiração



Expire para o dispositivo



Leituras instantâneas para a mãe e o bebé

Ideal para aconselhamento aprofundado sobre como deixar de fumar:

- Enfermagem de saúde materna e obstetrícia
- Serviços para deixar de fumar
- Medicina geral
- Escolas
- Farmácias
- Assistentes de cuidados médicos



Especificações Técnicas

Intervalo de concentração	0-150ppm
Ecrã	Ecrã tátil a cores
Princípio de deteção	Electrochemical sensor
Repetibilidade	≤±5%
Precisão	≤±2ppm/5%*
Potência	3 x AA (LR6 ou equivalente) – até 1000 minutos 1 x Pilha tipo moeda de lítio CR2032
Tempo de resposta T ₉₀	<30 segundos
Temperatura de funcionamento	15-40°C
Temperatura de armazenamento/transporte	0-50°C
Pressão de funcionamento/armazenamento/transporte	Atmosférica ±10%
Humidade de funcionamento	15-90% HR (sem condensação)
Humidade de armazenamento/transporte	0-95% RH 0-95°C HR (sem condensação)
Vida útil do sensor	5 anos
Sensibilidade do sensor	1ppm
Desvio do sensor	<5% por ano
Dimensões	Aprox. 37 x 77 x 140mm
Peso	Aprox. 215g (incluindo as pilhas)
Materiais	Caixa: mistura de policarbonato/ABS com aditivo antimicrobiano D-piece™: polipropileno SteriBreath™ Eco: papel OneBreath™: polipropileno
Interferência cruzada de H ₂	≤6%

*o que for maior

Vá a www.bedfont.com/resources para consultar este documento em outros idiomas.



Bedfont* Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands.

